



TIPOLOGIE E MISURE DISPONIBILI FILI PDO

NOME	Diametro ago	Lunghezza ago	Lunghezza filo
 <p>SINGLE MONO Monofilamento</p>	25 G	60 mm	90 mm
	27 G	50 mm	70 mm
	29 G	38 mm	50 mm
	30 G	25 mm	30 mm
	30 G	12 mm	15 mm
 <p>TWIN TWIST Doppio filamento</p>	27 G	50 mm	70 mm
	29 G	38 mm	50 mm
 <p>DOUBLE SCREW Triplo filamento liscio arrotolato</p>	26 G	50 mm	70 mm
 <p>COG 3-D Monofilamento con spinette bidimensionali e tridimensionali</p>	22 G	70 mm	110 mm

MECCANISMO DI AZIONE

- Azione di sostegno;
- Azione di stimolo meccanico biologico di stiramento della matrice extracellulare;
- Attivazione dei fibroblasti con aumento di produzione di collagene di tipo I° e III°;

EFFICACIA

L'efficacia è dovuta alla reazione dei fibroblasti del derma, alla sintesi di collagene a partire dalla 3° settimana, al tempo di riassorbimento del filo (6 mesi), e alla durata degli effetti : 12/ 18 mesi.

INDICAZIONI: lifting area viso, collo, décolleté e corpo

- sollevamento del sopracciglio;
- trattamento pieghe nasolabiali e delle linee della marionetta;
- rimodellamento della zona malare e dello zigomo;
- ridefinizione della linea mandibolare;
- rassodamento del sottomento;
- ringiovanimento del collo;
- ringiovanimento delle mani;
- rassodamento interno braccia, cosce, addome e glutei;